

### Rengøring og vedligehold

- Skånevask ved 30 °C
- Må ikke bleges
- Må ikke tørretumbles
- Må ikke stryges
- Må ikke kemisk renses
- Ingen skyllemiddel
- Trækkes i form og lufttørres
- Beskyttes mod direkte sollys og varme



### Levetid

Produktets forventede levetid afhænger af naturligt slid ved korrekt og indiceret brug

### Indberetning af alvorlige hændelser (Vigilance)

Enhver alvorlig hændelse eller forværring af helbredstilstand i forbindelse med anvendelse af produktet skal indberettes til:

- Distributør eller fabrikant
- Relevant national kompetent myndighed (I Danmark: Lægemiddelstyrelsen)

### Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregler efter endt brug.

### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Aktuel overensstemmelseserklæring forefindes hos producenten.

## Dansk distributør

**CARE® Design**

Englandsvej 8  
5700 Svendborg-DK  
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)  
[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)



**BORT Medical GmbH**

Am Schweizerbach 1  
71384 Weinstadt-Benzach-DE  
Telefon: +49 - 71 51 - 9 92 00 - 0

E-mail: [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)  
[www.bort.com](http://www.bort.com)




## Knæ støttebind

Varenummer: 104400

S, M, L, XL



## BORT Knæ støttebind - Care Design varennummer: 104400

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra BORT GmbH. 

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller den specialforretning, hvor du har købt produktet.

### Formål

Dette medicinske udstyr er en knæbandage til kompression af blødt væv.  
Medicinsk udstyr – klasse I  
Én patient – flerbrug

### Indikationer

Produktet er indiceret til anvendelse ved:

- Sportsskader
- Ledansamling (ledudgydning)
- Forstuvninger
- Kontusioner (slag/skader)

### Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes ved:

- Perifer arteriel okklusiv sygdom (PAVK)
- Lymfedrænageforstyrrelser, herunder uklare bløddelhævelser distalt for det anlagte hjælpemiddel
- Sensoriske og kredsløbsmæssige forstyrrelser i det behandlede kropsområde
- Hudsygdomme i det behandlede kropsområde
- Kendt latexallergi

## Anvendelsesrisici / Vigtige bemærkninger

- Dette produkt er medicinsk udstyr. Anvendelse og varighed skal aftales med fagpersonale. Valg af korrekt størrelse og instruktion foretages af fagpersonale.
- Produktet skal fjernes før radiologiske undersøgelser
- Produktet bør fjernes under længere hvileperioder, f.eks. under søvn
- Ved følelseløshed skal bandagen løsnes eller om nødvendigt fjernes
- Ved vedvarende gener skal læge eller faghandel kontaktes
- Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med indikationen
- Samtidig anvendelse af andre produkter må kun ske efter aftale med læge
- Produktet må ikke modificeres
- Må ikke anvendes på åbne sår
- Må ikke anvendes ved intolerance over for et af de anvendte materialer
- Produktet må ikke genanvendes til andre patienter
- Under brug må der ikke anvendes cremer eller salver i området, hvor bandagen er anlagt, da dette kan beskadige materialet

### Påtagning

Tag fat i bandagens øverste kant og træk bandagen over foden og herefter op over knæet.


Sømmen skal være placeret på bagsiden af knæleddet.

### Aftagning








Tag fat i bandagens nederste kant og træk bandagen ned over foden.

### Materialiesammensætning

Polyamid (PA), elastodien/latex (LA), viskose (CV), elasthan (EL)  
Den præcise materialiesammensætning fremgår af den isyede tekstiletiket.

Produktet indeholder latex og kan forårsage allergiske reaktioner. 

### Symbol forklaring:

	Advarsel		(EU) 2017/745		Beskyt mod sollys		Indeholder latex
	Fabrikant		Medicinsk udstyr		Læs vejledning		